

*medicalfixsp.com.br*

# BROCAS CIRÚRGICAS

*Surgical drills/Fresas quirúrgicas*

**medicalfix** 

# BROCAS CIRÚRGICAS

As Brocas Cirúrgicas medicalfix são instrumentos cirurgicos confeccionados com alta tecnologia para auxiliar os cirurgiões em diversos procedimentos operatórios.

## Qualidade para a Saúde

A Medicalfix é uma empresa jovem que oferece qualidade de padrão internacional para a saúde das pessoas. Nossos produtos, todos nas áreas de Ortopedia, Neurologia e Bucomaxilo, são admirados pelos melhores profissionais do mercado médico-hospitalar do Brasil e do exterior.

A Medicalfix se preocupa com o ser humano e, por isso, trabalha para garantir "Qualidade para a Saúde"!

## Certificado de Boas Práticas de Fabricação

BPF nº KOH1MM637214. RDC 16/2013 - ANVISA - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde. Produtos Médicos nacionais, devidamente registrados na ANVISA, enquadrados nas classes de risco I, II e III, conforme regras de classificação definidas na resolução RDC 16/2003.

**medicalfix** 

## BROCA CORTANTE *CUTTING DRILL / FRESA DE CORTE*

Broca redonda de corte rápido, para remoções ósseas em grande quantidade

Fast cut round drill for large bone removal

Perforar el corte redondo rápido para la eliminación de hueso en grandes cantidades



Comprimento (mm):

Length / Longitud

50.0 - 60.0 - 70.0 - 80.0 - 90.0 - 100.0 - 110.0 - 120.0 - 130.0 - 140.0 - 150.0

Diâmetro da broca:

Drill Diameter / Diámetro de la fresa

1.0 - 1.4 - 2.1 - 3.1 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 6.0 - 7.0

---

## BROCA DIAMANTADA *DIAMOND DRILL / FRESA DE DIAMANTE*

Broca diamantada para acabamento e polimento ósseo

Diamond Drill for finishing and polishing bone

Perforación de diamante para el acabado y pulido de hueso



Comprimento (mm):

Length / Longitud

50.0 - 60.0 - 70.0 - 80.0 - 90.0 - 100.0 - 110.0 - 120.0 - 130.0 - 140.0 - 150.0

Diâmetro da broca:

Drill Diameter / Diámetro de la fresa

1.0 - 2.1 - 3.1 - 4.0 - 5.0 - 6.0

---

## BROCA HELICOIDAL *HELICAL DRILL / FRESA HELICOIDAL*

Broca para perfurações ósseas e posterior inserção de placas e parafusos

Drill for bone drilling and subsequent insertion of plates and screw

Fresa para perforación del hueso y inserción posterior de placas y tornillos



Comprimento (mm):

Length / Longitud

50.0 - 60.0 - 70.0 - 80.0 - 90.0 - 100.0 - 110.0 - 120.0 - 130.0 - 140.0 - 150.0

Diâmetro da broca:

Drill Diameter / Diámetro de la fresa

0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.4 - 1.8 - 2.1 - 3.1 - 3.5 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 7.0

# FRESA CRANIÓTOMO CRANIAL DRILL / FRESA CRANIÓTOMO

Fresa para craniótomo de corte ósseo lateral

Craniotome cutter with lateral bone cut

Fresa craniótomo para corte lateral del hueso



Comprimento (mm):

Length / Longitud

44.5 - 51.0 - 55.0 - 60.0 - 65.0 - 70.0 - 75.0 - 80.0 - 85.0 - 90.0

95.0 - 100.0 - 105.0 - 110

Comprimento cortante:

Cutting Length / Longitud del Corte

12.0 - 16.0 - 20.6

Diâmetro da Fresa:

Drill Diameter / Diámetro de la fresa

1.2 - 1.4 - 1.6 - 2.0 - 2.2 - 2.5 - 2.7 - 3.0


# BROCA AUTOMÁTICA PARA CRANIOTOMIA

*AUTOMATIC DRILL FOR CRANIOTOMY / FRESA AUTOMÁTICA PARA PERFORACIÓN DE CRÁNEO*

Brocas para perfuração craniana (trepanação) com parada automática

Drills for cranial drilling (trepanning) with automatic stop

Fresa de para la perforación craneal (rebabas) con parada automática



Diâmetro da broca (mm):

Drill Diameter / Diámetro de la fresa

14.0/11.0

11.0/9.0

9.0/6.0

# TIPOS DE ENGATES CLAMP TYPES / TIPOS DE ACOPLAMIENTOS

ER-1



ER-2



ER-3



ER-4



ER-5



ER-6



ER-8



ER-9



ER-10



**medicalfix** 

+55 19 3584-7272 / 3582-1923  
comercial@medialfixsp.com.br

---

*Facebook*  
[www.facebook.com/medicalfix](http://www.facebook.com/medicalfix)

*Instagram*  
[@medicalfix.oficial](https://www.instagram.com/medicalfix.oficial)

*Site*  
[medicalfixsp.com.br](http://medicalfixsp.com.br)